



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Controlador de temperatura, con pantalla digital. Temperatura de trabajo prefijada en +4°C (rango de temperatura de trabajo desde +2°C hasta +8°C).
- Registrador circular de temperatura de 7 días.
- Sistema de enfriamiento mediante recirculación vertical de aire forzado.
- Sonda con precisión de 0.1°C.
- Sonda de simulación de producto.
- Sonda de control de temperatura ambiente.
- Pasamuros para sondas o cables.
- Alarma acústica y visual para:
  - Temperatura Máx. / Mín. (fijada a  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  de la temperatura seleccionada)
  - Puerta abierta
  - Fallo de sonda
- Contacto libre de potencial para alarma remota.
- Puerta con cerradura

**Modelo**

**ER BBTR07**

**Capacidad**

**70L**

Este documento se generó el 04/03/2019, sus datos son de carácter informativo y no se considera vinculante para cliente o empresa.