



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Control digital de temperatura con pantalla digital, temperatura pre-ajustada a -40° C (rango temperatura -28° C/-40° C)
- Sistema de ventilación estático.
- Sonda con una precisión de 0.1° C.
- Alarmas sonoras y visual independientes con batería de respaldo 48 h, por
 - Temperaturas Max. / Min. (pre-ajustada a -28° C y -40° C)
 - Fallo de sonda.
 - Fallo de tensión.
 - Puerta abierta
- Exterior:
 - Estructura exterior en acero al carbono con recubrimiento epoxi.
 - 4 pies regulables en altura
- Interior:
 - Estructura interior en ABS (polipropileno termo formado en una sola pieza) muy resistente.
 - Esquinas redondeadas para fácil limpieza.
- Cajones:
 - Cajones internos de servicio , según modelo
- Puerta:
 - Puerta con cerradura de seguridad y llaves
- Refrigeración:
 - Gas refrigerante R404/R290

[Haz click aquí para descargar el catálogo completo](#)

Modelo	EVF 110/40
Capacidad:	110L
Material: Exterior / Interior	ABS/EPOXI
Accesorios Opcionales	Sistema de comunicación remoto RS485/232 con protocolos de lectura.

Este documento se generó el 01/03/2019, sus datos son de carácter informativo y no se considera vinculante para cliente o empresa.