

MODELO:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura de -60°C hasta -86°C
- Sonda Pt 100 con una precisión de 0.1°C .
- Alarmas sonoras y visuales, con batería de respaldo para:
 - Temperaturas máximas y mínimas.
 - Fallo de sonda
 - Fallo de alimentación.
 - Puerta abierta
- Control con batería de apoyo de NiCd, con cargador, soporta de más de 48h (72 h opcionales).
- Data logger interno, para registro de temperaturas.
- Salida USB para descarga de datos de almacenamiento.
- Ajustes del sistema y alarmas protegidas por contraseña.
- Salida libre de potencial para alarma remota.
- Interruptor principal (on/off) protegido con llave.
- Estantes regulables en altura
- Exterior:
 - Acero galvanizado con recubrimiento plastificado en blanco.
 - 4 patas ajustables en altura.
- Interior:
 - Acabado interior de acero galvanizado recubierto de epoxi.
 - Pasamuros para sondas de calibración y tubos.
- Refrigeración:
 - Gases refrigerantes naturales HC de última generación
 - Evaporador envolvente

[Haz click aquí para descargar el catálogo completo](#)

Modelo

Este documento se generó el 01/03/2019, sus datos son de carácter informativo y no se considera vinculante para cliente o empresa.