

# RollerMix

## Agitador Rotatorio y Oscilante de Rodillos



Agitador rotatorio y oscilante de rodillos

- Agitador de doble movimiento simultáneo, rotativo y oscilante.
- Para tubos, botellas y recipientes cerrados.
- Velocidad de rotación fija.
- Cinco rodillos forman cuatro carriles disponibles.
- Sincronización por piñones sin desgaste.
- Motor sin escobillas con sistema desbloqueo por embrague.
- Silencioso, para funcionamiento continuo.
- Embalaje: 58x32x22cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	RM20E
Referencia	10000-01009
<b>Agitación</b>	
Carga Máxima (Kg)	2
Potencia (W)	4
Tipo de Movimiento	Rotación – Oscilación*
Nº rodillos	5
Angulo inclinación *	+/-4º
Rango de velocidad (rpm)	20 (fijas)
<b>Datos Generales</b>	
Longitud útil (mm)	320
Dimensiones (mm)	450x190x80
Peso	3,0
Protección IP	IP54

\*sin oscilación, bajo demanda