

# MultiMix D - MM30E

Agitador Magnético Digital Multiplaza sin Calefacción



Agitador magnético digital multiplaza sin Calefacción controlado por microprocesador.

- Multiagitador en una sola plataforma con 3 posiciones, con única conexión eléctrica y funcionamiento independiente de cada plaza.
- Velocidad de agitación regulable, controlada por microprocesador.
- Mantiene constante la velocidad seleccionada, independientemente de que las condiciones de la muestra varíen.
- Inicio suave y progresivo para mantener el acoplamiento magnético, independientemente de la velocidad seleccionada.
- Pantalla digital LCD con indicación del valor seleccionado y real de velocidad y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Superficie de agitación protegida antiralladuras.
- Embalaje: 63x32x22cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	MM30E
Referencia	10000-01046
Nº plazas	3
<b>Agitación Magnética</b>	
Volumen Máximo (L) (x plaza)	8
Potencia (W) (x plaza)	12
Rango de Velocidad (rpm)	200-1500
Resolución (rpm)	20
Temporizador (min)	0-120
<b>Datos Generales</b>	
Material Plato	Acero Inox. AISI 304
Diámetro Plato (mm)	170x170 (por plaza)
Dimensiones (mm)	525x205x70
Peso	6
Protección IP	IP43

Accesorios	Referencia
<b>Barra soporte</b> Incluye 2 palomillas de sujeción para fijarla al equipo. 450mm	20000-00036
<b>Caja surtida 18 imanes</b>	20000-00026
<b>Imán agitación 8x30mm* (pack 5)</b> *para otras medidas, consultar	20000-00008

