


# Orbital Bath Shaker

## Baño digital Termostatzado con agitación Orbital



Digital Orbital Bath Shaker con Microprocesador de control.

- Agitador Orbital Baño, apto para recipientes medianos, Erlenmeyers flash, vasos, etc.
- Velocidad de agitación regulable controlada por microprocesador.
- Mantiene constante la velocidad seleccionada independientemente de la carga.
- Inicio y paro suave y progresivo,
- independientemente de la velocidad seleccionada.
- Cuba móvil de acero Inoxidable AISI304, con pintura EPOXI de gran resistencia a entornos agresivos.
- Doble termostato de seguridad.
- Display Digital LCD retroiluminado con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador ( con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla
- Muy silencioso, para funcionamiento continuo

Especificaciones técnicas:

Modelo	OBS10-27
Referencia	30000-00161
<b>Datos técnicos</b>	
Carga máxima (Kg)	10
Voltaje (W)	1650
Tipo de movimiento	Orbital
Amplitud (mm)	10
Rango de velocidad (rpm)	50-400
Resolución (rpm)	5
Volumen Máximo	27l
Rango de temperatura (°C)	ambT <sup>a</sup> +5 – 100*
Resolución del Display (°C)	0,1
Temporizador (min)	0-120
<b>Datos Generales</b>	
Material Tanque	Ácero Inox AISI 304
Dimensiones cubeta (cm)	35x26x17
Protección IP	IP54

• Accesorios	• Referencia
• <b>Tapa Tejadillo</b>	•
• Para Baño de 27L	• 20000-00110
• <b>Sujeción Universal con 5 rodillos</b>	•
• * solicitador en el pedido. Fabricación en almacén	•
• Para Baño de 27L.	• 20000-00110
• <b>Plataforma matraces erlenmeyer</b>	•
•	• 20000-00132
• Erlenmeyers 50 ml. ( max 30u.)	• 20000-00246
• Erlenmeyers 100 ml. ( max 20ud.)	• 20000-00247
• Erlenmeyers 250 ml. ( max 12ud.)	• 20000-00248
• Erlenmeyers 500 ml. ( max 9ud.)	• 20000-00249
• Erlenmeyers 1000 ml. ( max 6u/)	• 20000-00299
• <b>Juego de 2 muelles de Sujeccción.</b>	• 20000-00043

