


Secador Portaobjetos/Laminillas

Analógico / Digital



SD se utiliza para preparar los portaobjetos / laminillas de microscopía en la fase previa .

Ambos equipos, el analógico y el digital, pueden contener hasta un máximo de 52 portas 7 Laminillas y pueden ser dispuestas en diferentes orientaciones

Modelo	SD52-A	SD52-D
Reference	30000-00260	30000-00261
Calefacción		
Display	Analógico	Digital
Control	Termostato Analógico	Microprocesador
Nº Portas /Lam. (sobre / incl)	24/52	24/52
Potencia (W)	150	150
Rango de Tª (°C)	T amb+5 - 110	
Resolución (°C)	-	0,5°C
Datos Generales		
Superficie plana útil (cm)	38 x 18	
Power Supply	230V 50Hz **	
Peso (kg)	2,2	2,3

Accesorio Slide Drying	Referencia
Barra	20000-0290