

CA1070



Estuche resistente e impermeable para microscopios Dino-Lite. Este robusto estuche portátil con interior de espuma protege su Dino-Lite del polvo, los arañazos y la humedad. Caja estanca, de conformidad con la norma IP67.

Información adicional

- Accessories range: Various
- Dimensions: Exterior: 210 x 167 x 90mm Interior: 186 x 123 x 75mm
- Weight: 570 g
- ESD Safe: No
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: Case, foam inlay
- Price range: €0 - €50,00

• Details

- Accessory range: Various
- Price range: €0 - €50,00
- ESD-Safe: No
- Dimensions: Exterior: 210 x 167 x 90mm Interior: 186 x 123 x 75mm
- Weight: 570 g
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: Case, foam inlay
- Warranty: 1 year European warranty

- Accessory type: Various
- Price range (excl. VAT): €0 - €50,00
- ESD-safe: No

PDF generated on: 24-10-2018