

N3C-R



N3C-R es una solución de anillo de luz pasiva que ayuda a revelar más detalles generando iluminación sin sombras. Está diseñada para ser utilizada con los modelos AM4115/4515/4815/AM7115/AM7515/AM7915 USB de Dino-Lite. La tapa N3C-R, que mide 6,5 cm (2,5 pulgadas) de diámetro, es una solución simple pero potente a la vez, que proporciona iluminación anular para un microscopio digital. La N3C-R utiliza los leds integrados de Dino-Lite, redirigiéndolos para formar una iluminación enfocada, difusa y uniforme del objeto. En los modelos polarizados, como AM4115ZT, AM4515ZT, AM4815ZT, AM715MZT, AM7515MZT y AM7915MZT se puede seguir usando el polarizador para reducir los reflejos o los brillos no deseados. No es necesario montar o utilizar un anillo de luz externo, por lo que no se genera calor adicional ni tampoco se añade peso apreciable. Esto convierte a N3C-R en una solución de anillo de luz muy económica, aportando incluso más flexibilidad al utilizar Dino-Lite.

Nota: N3C-R funciona mejor con una distancia de trabajo de entre 2 y 15 cm. No es apta para usar a una distancia de trabajo más corta y no es compatible con los modelos de grandes aumentos, como AM4515T5/AM4515T8/AM4115TF/AM7115MTF o AM73115MTF.

Información adicional

- Accessories range: Light and control
- Dimensions: 1.55cm (H) x 6.5cm (D)
- Weight: 8 g
- ESD Safe: No
- Compatible with: AM4115/AM4515/AM4815 series and AM7115/AM7515/AM7915 series excluding AM4515T5 & -T8

- Package contents: N3C-R ring light cap
- Price range: €50-€100

- **Details**

- Accessory range: Light and control
- Price range: €50,00 - €150,00
- ESD-Safe: No
- Dimensions: 1.55cm (H) x 6.5cm (D)
- Weight: 8 g
- Compatible with: AM4115/AM4515/AM4815 series and AM7115/AM7515/AM7915 series excluding AM4515T5 & -T8
- Package contents: N3C-R ring light cap
- Warranty: 1 year European warranty
- Accessory type: Light and control
- Price range (excl. VAT): €50 - €100
- ESD-safe: No

PDF generated on: 24-10-2018