

PH-Deskset



El juego de escritorio Photonic consta de fuentes de alta potencia LED (2 unidades), 2 puntos de soporte (brazos flexibles) y 2 bases.

La fuente de alta potencia debe ser acoplada al punto de soporte incluido. A continuación, el punto de soporte se monta sobre la base redonda. Con este juego puede crear dos fuentes de alta potencia individuales con brazos flexibles. Una vez montado en la base, se puede colocar en cualquier sitio alrededor de la muestra, lo que proporciona flexibilidad total. La luminosidad se puede controlar con la unidad de control compacta. Además, puede encender y apagar los dos brazos de manera individual.

* El resto de los artículos de Photonic está disponible en toda Dino-Lite Europe.

Información adicional

- Accessories range: Light and control
- Dimensions: 55cm long, each arm
- Weight: 125 g
- ESD Safe: Yes
- Compatible with: All Dino-Lite models, except high magnification models
- Package contents: Hi-Power Spot arm (2x), Spot holders (2x), Base plate (2x), Controller unit, power supply with EU & UK plug | ESD Safe add-ons not included
- Price range: €450,00 - €550,00

- **Details**

- Accessory range: Light and control
- Price range: €450,00 - €550,00
- ESD-Safe: Yes
- Dimensions: 55cm long, each arm
- Weight: 125 g
- Compatible with: All Dino-Lite models, except high magnification models
- Package contents: Hi-Power Spot arm (2x), Spot holders (2x), Base plate (2x), Controller unit, power supply with EU & UK plug | ESD Safe add-ons not included
- Warranty: 2 year European warranty
- Accessory type: Light and control
- Price range (excl. VAT): €450,00 - €550,00
- ESD-safe: Yes

PDF generated on: 24-10-2018