

MS-W1



Soporte especial para superficies cilíndricas o para hacer rodar sobre superficies planas. Se suministra con un soporte metálico HD-M1. El soporte MS-W1 con funda HD-M1 está diseñado de forma minimalista y mantiene fácilmente el microscopio digital Dino-Lite en su lugar.

Los arcos en el MS-W1 permiten que el usuario pueda examinar con facilidad objetos cilíndricos, como rodillos de impresión. Los rodillos cilíndricos situados en la parte inferior de los arcos están revestidos de goma, lo cual ayuda a evitar que el soporte sufra rasguños o dañe las superficies que se están examinando. El MS-W1 se puede usar para examinar objetos tubulares de al menos 7 centímetros de diámetro. Gracias a los dos rodillos cilíndricos, el soporte MS-W1 también se puede hacer rodar hacia adelante o hacia atrás, convirtiéndolo en una excelente solución para la inspección de superficies, como la inspección de obras de arte, circuitos de ordenador en blanco o cualquier otra superficie plana. La funda HD-M1 incluida con el soporte móvil MS-W1 se puede separar y acoplar a mástiles de 10 mm o 8 mm de diámetro. El Dino-Lite está asegurado en la funda gracias a un único tornillo de ajuste manual. La funda va asegurada a un mástil guía, también con un tornillo de ajuste manual.

Información adicional

- Accessories range: Professional stands
- Dimensions: 12.7cm (W) x 8.3cm (L) x 4.4cm (H)
- Weight: 362 g
- ESD Safe: No
- Compatible with: All Dino-Lite models

- Package contents: Stand, HD-M1 holder
- Price range: €50,00 - €150,00

- **Details**

- Accessory range: Professional stands
- Price range: €50,00 - €150,00
- ESD-Safe: No
- Dimensions: 12.7cm (W) x 8.3cm (L) x 4.4cm (H)
- Weight: 362 g
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: Stand, HD-M1 holder
- Warranty: 1 year European warranty
- Accessory type: Professional stands
- Price range (excl. VAT): €50,00 - €150,00
- ESD-safe: No

PDF generated on: 24-10-2018