

MS52B



Soporte para el brazo flexible articulado de alto rendimiento Dino. El MS52B es un soporte que tiene brazo flexible articulado con funda para ser utilizado con los microscopios digitales portátiles Dino-Lite.

Los componentes elaborados de la máquina de precisión proporcionan un ajuste sin problemas y una colocación horizontal sin límites con un diseño ergonómico bien equilibrado. El MS52B se puede fijar fácilmente y sujetar sobre cualquier terminal de trabajo o sobremesa. Fabricado con aluminio reciclado duradero y ligero, se puede plegar y hace que el versátil soporte MS52B sea portátil de una manera muy práctica.

Nota: La opción MS52BA2 disponible incluye el soporte con brazo flexible MS52B con un montaje de soporte de suelo y base rígidas verticales adicionales para utilizar cuando una mesa de trabajo no sea cómoda o no esté disponible.

Información adicional

- Accessories range: Professional stands
- Dimensions: 35.5cm (W) x 16.5cm (L) x 5cm (H)
- Weight: 1.8 kg
- ESD Safe: No
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: Stand, HD-P1 holder
- Price range: €250,00 - €350,00

- **Details**

- Accessory range: Professional stands
- Price range: €250,00 - €350,00
- ESD-Safe: No
- Dimensions: 35.5cm (W) x 16.5cm (L) x 5cm (H)
- Weight: 1.8 kg
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: Stand, HD-P1 holder
- Warranty: 1 year European warranty
- Accessory type: Professional stands
- Price range (excl. VAT): €250,00 - €350,00
- ESD-safe: No

PDF generated on: 24-10-2018