

RK-06-AE



Base metálica cuadrada con columna y soporte que ofrece diversas alturas adaptables. El RK-06-AE viene acompañado de una placa base antiestática (descarga electrostática) en lugar de la placa base RK-06-AE estándar. La base RK-06-AE está diseñada para ser utilizada con la línea completa de microscopios digitales antiestáticos Dino-Lite.


El soporte Dino-Lite The RK-06-AE es una solución de soporte de rango medio resistente y estable que se puede usar con todos los microscopios digitales Dino-Lite. Está construido en acero inoxidable y aluminio liviano para ofrecer un ajuste preciso del enfoque fino y una función de liberación vertical rápida.

Su brazo horizontal ajustable tiene un rango de 15 cm con rotación de 360 grados y con el brazo RK-10-EX (incluido) su alcance efectivo se puede extender para observar objetos más grandes. Hay varios accesorios opcionales disponibles para el The RK-06-AE, como el brazo flexible RK-10-FX o el brazo RK-10-PX, XY. Con estas características, el The RK-06-AE es la solución de soporte de rango medio ideal para una orientación precisa y máxima flexibilidad.

»Extensiones disponibles para el soporte The RK-06-AE:

- **RK-10-EX:** brazo horizontal adicional (incluido)
- **RK-10-FX:** extensión flexible de brazo
- **RK-10-VX:** extensión vertical de brazo

- **RK-10-PX:** brazo posicionador XY con opciones de ajuste suaves y precisas que ha sido diseñado para toda clase de aplicaciones que requieran un análisis preciso mediante el desplazamiento sobre los ejes X e Y.



Información adicional

- Accessories range: Professional stands
- Dimensions: 22 cm (L) x 15 cm (W) x 27 cm (H)
- Weight: 1060 g
- ESD Safe: Yes
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: Stand, HD-P1 holder, RK-10-EX horizontal arm
- Price range: €150,00 - €250,00

• Details

- Accessory range: Professional stands
- Price range: €150,00 - €250,00
- ESD-Safe: Yes
- Dimensions: 22 cm (L) x 15 cm (W) x 27 cm (H)
- Weight: 1060 g
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: Stand, HD-P1 holder, RK-10-EX horizontal arm
- Warranty: 1 year European warranty
- Accessory type: Professional stands
- Price range (excl. VAT): €150,00 - €250,00
- ESD-safe: Yes

PDF generated on: 24-10-2018