



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura de -20°C hasta -40°C
- Control de temperatura con pantalla digital colocado a un nivel visible en la parte frontal de la puerta, para facilitar la lectura y el control de los parámetros del sistema.
- Sistema de enfriamiento No Frost mediante recirculación vertical de aire forzado.
- Alta eficiencia energética para el almacenamiento de muestras.
- Sonda PT100 con una precisión de 0.1° C.
- Panel de control táctil de 3,4" con representación gráfica del registro de temperatura.
- Monitorización en continuo de incidencias, con sistema de memoria de eventos y registro de las temperaturas.
- Alarma acústica y visual para:
 - Temperatura Max. / Min.
 - Fallo de sonda
 - Puerta abierta
 - Fallo de tensión
 - Batería vacía
- Salida libre de potencial para conexión con alarma remota.
- Sistema de control remoto RS 485 MODBUS.
- Sistema USB de control de datos de almacenamiento.
- Pasamuros adicional para cables y tubos.
- Puerta con cerradura
- Exterior:
 - Acero galvanizado con recubrimiento plastificado en blanco
 - Acero Inoxidable
- Interior:
 - Acero galvanizado con recubrimiento plastificado en blanco
 - Acero Inoxidable
 - Esquinas redondeadas para fácil limpieza
- Puerta:
 - 4 Puertas individuales de servicio interiores.
- Refrigeración:
 - Gas refrigerante R404a / R290

<i>Capacidad:</i>	500L
<i>Exterior/Interior</i>	Epoxi/Epoxi
<i>Puerta Ciega</i>	Puerta Ciega

Este documento se generó el 04/03/2019, sus datos son de carácter informativo y no se considera vinculante para cliente o empresa.