

MODELO: **EVF 510/30**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Control digital de temperatura con pantalla digital, temperatura pre-ajustada a -30° C (rango temperatura -30° C/-10° C)
- Sistema de ventilación estático.
- Sonda con una precisión de 0.1° C.
- Alarmas sonoras y visual independientes con batería de respaldo 48 h, por
 - Temperaturas Max. / Min. (pre-ajustada a -30° C y -10° C)
 - Fallo de sonda.
 - Fallo de tensión.
- Exterior:
 - Estructura exterior en acero al carbono con recubrimiento epoxi.
 - 4 pies regulables en altura
- Interior:
 - Estructura interior en ABS (polipropileno termo formado en una sola pieza) muy resistente.
 - Esquinas redondeadas para fácil limpieza.
- Cajones:
 - Cajones internos de servicio , según modelo
- Puerta:
 - Puerta con cerradura de seguridad y llaves
- Refrigeración:
 - Gas refrigerante R404/R290

Modelo**EVF 510/30****Capacidad:**

510L

Material: Exterior / Interior

ABS/EPOXI

Este documento se generó el 04/03/2019, sus datos son de carácter informativo y no se considera vinculante para cliente o empresa.