

MODELO: **EVFS 400/40**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Control digital de temperatura con pantalla digital, temperatura pre-ajustada a -40° C (rango temperatura -28° C/-40° C)
- Sistema de ventilación estático.
- Sonda con una precisión de 0.1° C.
- Registrador de datos electrónico con representación gráfica de los datos.
- Sonda con una precisión de 0.1° C.
- Panel de control con teclado táctil 4,3 "TFT.
- Alarmas sonoras y visual independientes con batería de respaldo de 48 h, para:
 - Temperaturas Max. / Min. (pre-ajustada a -28° C y -40° C)
 - Fallo de sonda.
 - Fallo de tensión.
 - Puerta abierta.
- Exterior:
 - Estructura exterior en acero al carbono con recubrimiento epoxi.
 - 4 pies regulables en altura
- Interior:
 - Estructura interior en ABS (polipropileno termo formado en una sola pieza) muy resistente.
 - Esquinas redondeadas para fácil limpieza.
- Cajones:
 - Cajones internos de servicio , según modelo
- Puerta:
 - Puerta con cerradura de seguridad y llaves
- Refrigeración:
 - Gas refrigerante R404/R290

Modelo**EVFS 400/40****Capacidad:**

400L

Material: Exterior / Interior

ABS/EPOXI

Este documento se generó el 04/03/2019, sus datos son de carácter informativo y no se considera vinculante para cliente o empresa.