MultiMix Heat D

Agitador Magnético Digital Multiplaza con Calefacción



- Multiagitador con calefacción
 Pantalla digital LCD en una sóla plataforma con 5 o 9 posiciones, con única conexión eléctrica y funcionamiento independiente de cada plaza.
- Velocidad y temperatura regulables, controladas por microprocesador.
- Inicio suave y progresivo para mantener el acoplamiento magnético, independientemente de la velocidad seleccionada.

- retroiluminada con indicación del valor seleccionado de velocidad y temperatura para cada plaza individual.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Los parámetros seleccionados se mantienen en la memoria del equipo incluso cuando se apaga.

- Platos de calefacción de aluminio pulido.
- Embalaje: 56x48x21cm

10000-01037: 1250W

10000-01032: 2300W



Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	MMH50E	MMH90E
Referencia	10000-01037	10000-01032
Nº plazas	5	9
Agitación Magnética		
Volumen Máx. (L) (x plaza)	2	
Potencia (W) (x plaza)	9	16
Rango de Velocidad (rpm)	200-1200	
Resolución (rpm)	100	
Calefacción		
Potencia calefactora (W) (x plaza)	250	
Rango de Temperatura (ºC)	30-400	
Resolución (ºC)	10	
Datos Generales		
Material Plato	Aluminio Pulido	
Dimensiones Plato (mm) (x plaza)	100x100	
Dimensiones (mm)	360x445x90	
Peso	6,0	7,0
Protección IP	IP53	

Accesorios	Referencia
Caja surtida 18 imanes	20000-00026
Imán agitación 8x30mm* (pack 5)	20000-00008
*para otras medidas, consultar	

