

AL02-09-100 : Autoclave de mesa semiautomático

Ideal para la esterilización de:

- Líquidos, como medios de cultivo y soluciones tampón
- Instrumental, como pipetas, tubos y filtros
- Artículos de vidrio y plástico
- Esterilización de residuos



Características:

- **Tapa en plástico resistente al calor:** Previene el contacto con partes calientes protegiendo de posibles quemaduras
- **Cierre de puerta dependiente de la Presión:** previene apertura de puerta cuando el equipo está presurizado
- **Interruptor de seguridad de bloqueo de puerta :** Previene el inicio accidental del programa si la puerta no se ha cerrado correctamente
- **Dispositivo de seguridad de sobretemperatura :** apaga los elementos calefactores si se alcanza una temperatura demasiado alta
- **Válvula de sobrepresión** Deja ir presión en el caso de riesgo de sobrepresión.

Especificaciones Técnicas:

Volumen de la cámara (l):	85
Medidas de la cámara (ø x Profundidad en mm):	380 x 690
Voltaje(nominal +/-10%) 50/60Hz (V):	380 - 400
Capacidad calorífica (Kw):	4,8
Temperatura Ambiente (°C):	5 a 40° C
Control:	Semi Automático
Dimensiones* Ancho x Alto x Fondo (mm):	660 x 525 x 875
Peso (envíos) :	106 Kg.

Dimensiones incluye los pies. Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Capacidad de carga:

Erlenmeyer	Nº. botellas	Schott-Duran	Nº. botellas
250 mL	30	250 mL	37
500 mL	20	500 mL	28
1000 mL	12	1000 mL	18
2000 mL	6	2000 mL	10
3000 mL	4	5000 mL	4