

AL02-11-100 : Autoclave de mesa semiautomático

Ideal para la esterilización de:

- Líquidos, como medios de cultivo y soluciones tampón
- Instrumental, como pipetas, tubos y filtros
- Artículos de vidrio y plástico
- Esterilización de residuos

Características:

- **Tapa en plástico resistente al calor:** Previene el contacto con partes calientes protegiendo de posibles quemaduras
- **Cierre de puerta dependiente de la Presión:** previene apertura de puerta cuando el equipo está presurizado
- **Interruptor de seguridad de bloqueo de puerta :** Previene el inicio accidental del programa si la puerta no se ha cerrado correctamente
- **Dispositivo de seguridad de sobrettemperatura :** apaga los elementos calefactores si se alcanza una temperatura demasiado alta
- **Válvula de sobrepresión** Deja ir presión en el caso de riesgo de sobrepresión.



Especificaciones Técnicas:

Volumen de la cámara (l):	62
Medidas de la cámara (ø x Profundidad en mm):	380 x 510
Voltaje(nominal +/-10%) 50/60Hz (V):	230 - 240
Capacidad calorífica (Kw):	4
Temperatura Ambiente (°C):	5 a 40° C
Control:	Semi Automático
Dimensiones* Ancho x Alto x Fondo (mm):	660 x 525 x 695
Peso (envíos) :	80 Kg.

Dimensiones incluye los pies. Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Capacidad de carga:

Erlenmeyer	Nº. botellas	Schott-Duran	Nº. botellas
250 mL	22	250 mL	28
500 mL	15	500 mL	20
1000 mL	8	1000 mL	15
2000 mL	5	2000 mL	8
3000 mL	3	5000 mL	3