

CS-30



La placa de calibración de vidrio CS-30 puede utilizarse para calibrar tu microscopio digital Dino-Lite o junto con las cámaras oculares Dino-Eye. Dispone de una longitud total de 10 mm (10.000 um) y una gradación mínima en la placa de 0,1 mm (100 um).

Información adicional

- Accessories range: Various
- Dimensions: 40mm (L) x 20mm (W)
- Weight: 10 g
- ESD Safe: No
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: 1 piece
- Price range: €0 - €50,00

• Details

- Accessory range: Various
- Price range: €0 - €50,00
- ESD-Safe: No
- Dimensions: 40mm (L) x 20mm (W)
- Weight: 10 g
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: 1 piece
- Warranty: Not covered under warranty

- Accessory type: Various
- Price range (excl. VAT): €0 - €50,00
- ESD-safe: No

PDF generated on: 24-10-2018