

F25MM



Adaptador C-mount para endoscopios rígidos con una distancia focal de 25 mm. Este adaptador C-mount se conecta a endoscopios rígidos y directos, con un diámetro ocular máximo de 32 mm.

Información adicional

- Accessories range: Various
- Dimensions: 48mm (H) x 52mm (W)
- Weight: 120 g
- ESD Safe: No
- Compatible with: AM4023CT & AM7023CT
- Package contents: Not available
- Price range: €250,00 - €350,00

• Details

- Accessory range: Various
- Price range: €250,00 - €350,00
- ESD-Safe: No
- Dimensions: 48mm (H) x 52mm (W)
- Weight: 120 g
- Compatible with: AM4023CT & AM7023CT
- Package contents: Not available
- Warranty: 1 year European warranty
- Accessory type: Various

- Price range (excl. VAT): €250,00 - €350,00
- ESD-safe: No

PDF generated on: 24-10-2018