

BL-CDW



El iluminador con retroiluminación BL-CDW de Dino-Lite permite dos tipos de iluminación diferentes: de campo brillante y de campo oscuro. En el modo de campo brillante, la luz se transmite desde debajo de la muestra, que aparece mostrando vívidamente la forma y la estructura del espécimen sobre un fondo brillante. Con la iluminación de campo oscuro, la luz transmitida no llegará al microscopio, y por lo tanto, no será parte de la imagen.

La imagen mostrará objetos brillantes sobre un fondo casi negro. Este tipo de luz no solo es adecuado para especímenes preparados, sino también para especímenes vivos, como flagelos, el movimiento por pseudópodos, espiroquetas, etc. Ambos tipos de iluminación permiten un contraste elevado, imágenes nítidas y añade una nueva dimensión a los microscopios portátiles digitales de Dino-Lite con aumentos de más de 100x.

Información adicional

- Accessories range: Light and control
- Dimensions: 5.1cm (H) x 5.43cm (D)
- Weight: 178 g
- ESD Safe: No
- Compatible with: All Dino-Lite models, except long working distance models
- Package contents: BL-CDW, Power adapter
- Price range: €250,00 - €350,00

Details

- Accessory range: Light and control
- Price range: €250,00 - €350,00
- ESD-Safe: No
- Dimensions: 5.1cm (H) x 5.43cm (D)
- Weight: 178 g
- Compatible with: All Dino-Lite models, except long working distance models
- Package contents: BL-CDW, Power adapter
- Warranty: 2 year European warranty
- Accessory type: Light and control
- Price range (excl. VAT): €250,00 - €350,00
- ESD-safe: No

PDF generated on: 24-10-2018

•