

SL-ZW1



La SL-ZW1 es una luz polarizada con cuello de cisne alimentado por USB que tiene la capacidad de la polarización. La polarización puede ser ajustada por una simple rotación en el accesorio en sí. Para aprovechar la polarización de la luz, es mejor de utilizar este accesorio con los modelos de Dino-Lite que tienen la polarización.

Información adicional

- Accessories range: Light and control
- Dimensions: 40cm (L) x 1.6cm (D)
- Weight: 56 g
- ESD Safe: No
- Compatible with: All models with polarizer
- Package contents: 1 side light
- Price range: €0 - €50,00

• Details

- Accessory range: Light and control
- Price range: €0 - €50,00
- ESD-Safe: No
- Dimensions: 40cm (L) x 1.6cm (D)
- Weight: 56 g
- Compatible with: All models with polarizer
- Package contents: 1 side light

- Warranty: 1 year European warranty
- Accessory type: Light and control
- Price range (excl. VAT): €0 - €50,00
- ESD-safe: No

PDF generated on: 24-10-2018