

MS23B



La abrazadera articulada de escritorio MS23B le permite fijar un soporte a una mesa o acoplarla a cualquier superficie de hasta 3 cm de grosor. El brazo tiene un alcance de 35 cm, permitiendo una buena distancia y la libertad de mover el brazo en posiciones flexibles.

Información adicional

- Accessories range: Basic stands
- Dimensions: 14cm (W) x 10.1cm (L) x 5.7cm (H)
- Weight: 156 g
- ESD Safe: No
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: Stand, HL2 holder
- Price range: €0 - €50,00

• Details

- Accessory range: Basic stands
- Price range: €0 - €50,00
- ESD-Safe: No
- Dimensions: 14cm (W) x 10.1cm (L) x 5.7cm (H)
- Weight: 156 g
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: Stand, HL2 holder
- Warranty: 1 year European warranty

- Accessory type: Basic stands
- Price range (excl. VAT): €0 - €50,00
- ESD-safe: No

PDF generated on: 24-10-2018