

# HD-M1



Soporte metálico de alta categoría para todos los modelos Dino-Lite, compatible con soportes con conector de pins de 8 mm y 10 mm de Dino-Lite y otros proveedores. Este soporte puede solicitarse por separado pero también forma parte del kit MS-W1.

## Información adicional

- Accessories range: Holders and adapters
- Dimensions: 4.7cm (L) x 3.8cm (W) x 6.3cm (H)
- Weight: 150 g
- ESD Safe: No
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: 1 holder
- Price range: €0 - €50,00

### • Details

- Accessory range: Holders and adapters
- Price range: €0 - €50,00
- ESD-Safe: No
- Dimensions: 4.7cm (L) x 3.8cm (W) x 6.3cm (H)
- Weight: 150 g
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: 1 holder
- Warranty: 1 year European warranty

- Accessory type: Holders and adapters
- Price range (excl. VAT): €0 - €50,00
- ESD-safe: No

PDF generated on: 24-10-2018