

Difusores

El difusor es un conector adicional de plástico a presión para los microscopios portátiles Dino-Lite que hace que la luz se distribuya uniformemente, reduciendo, de esa forma, la cantidad de brillo que podría crearse sobre una superficie reflectante.



(/images/products/accessories/diffusers/diffusers3.jpg)



(/images/products/accessories/diffusers/diffusers6.jpg)



(/images/products/accessories/diffusers/diffusers2.jpg)

Los siguientes modelos de difusores están disponibles:

Imagen	Modelo	Se ajusta a modelos de Dino-Lite
	MSAA111A1	Todos los modelos AM, excepto los modelos polarizados ("Z")
	MSAA111A2	Para modelos AM con polarizador ("Z")

Imagen

Modelo

Se ajusta a modelos de Dino-Lite



MSAA112B

Para modelos AD, salvo modelos con polarizador ("Z")
y larga distancia de trabajo ("L")
