

MS35B



Base metálica cuadrada con columna y soporte que ofrece diversas alturas adaptables. El MS35B es un soporte de escritorio vertical estable que ha sido diseñado para ser utilizado con los microscopios digitales Dino-Lite.

Ofrece 360 grados de perspectiva rotacional del eje horizontal y tanto como 20 cm de distancia vertical de trabajo desde el objeto. El soporte Dino-Lite está montado sobre un poste con mecanismo de rótula, lo que permite ángulos de visión laterales ajustables hasta un máximo de 45 grados. El poste con mecanismo de rótula está montado en una guía de deslizamiento en cola de milano, para obtener un enfoque adicional y soporte de aumento. La guía de deslizamiento se puede colocar sobre cualquier punto del poste para varias distancias focales del microscopio digital Dino-Lite. Los componentes de precisión de este soporte proporcionan un ajuste y una colocación sin problemas, con un diseño ergonómico bien equilibrado y estable. El MS35B está fabricado a partir de una combinación de acero inoxidable resistente y aluminio reciclado ligero. El MS35B es una solución de soporte portátil y muy estable.

Información adicional

- Accessories range: Professional stands
- Dimensions: 12.5cm (W) x 20.5cm (L) x 30.5cm (H)
- Weight: 1.1 kg
- ESD Safe: No
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: Stand, HD-P1 holder

- Price range: €50,00 - €150,00

- **Details**

- Accessory range: Professional stands
- Price range: €50,00 - €150,00
- ESD-Safe: No
- Dimensions: 12.5cm (W) x 20.5cm (L) x 30.5cm (H)
- Weight: 1.1 kg
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: Stand, HD-P1 holder
- Warranty: 1 year European warranty
- Accessory type: Professional stands
- Price range (excl. VAT): €50,00 - €150,00
- ESD-safe: No

PDF generated on: 24-10-2018