

RK-10A




RK-10A de Dino-Lite es un soporte de alta gama, robusto y estable que se puede utilizar con todos los modelos profesionales de Dino-Lite. Fabricado en resistente acero inoxidable y aluminio ligero, ofrece un ajuste de enfoque fino y muy preciso, así como una función de desenganche rápido.

El botón de desenganche rápido permite un movimiento vertical rápido y práctico y el botón de ajuste de enfoque fino es especialmente útil en grandes aumentos. Este modelo incluye también una parada de seguridad ajustable para evitar que el microscopio toque el espécimen. El brazo horizontal ajustable tiene un alcance de 15 cm, con rotación de 360 grados y el brazo adicional (RK-10-EX incluido) aumenta su alcance efectivo para observar objetos más grandes. Gracias a estas características, RK-10A es el accesorio ideal para una orientación y posición precisas y para una productividad y facilidad de uso máximas en una amplia gama de entornos, incluidos el industrial, científico y de laboratorio.

» Extensiones disponibles para el soporte RK-10A:

- **RK-10-EX:** brazo horizontal adicional (incluido)
- **RK-10-FX:** extensión flexible de brazo
- **RK-10-VX:** extensión vertical de brazo
- **RK-10-PX:** brazo posicionador XY con opciones de ajuste suaves y precisas que ha sido diseñado para toda clase de aplicaciones que requieran un análisis preciso mediante el desplazamiento sobre los ejes X e Y.



Información adicional

- Accessories range: Professional stands
- Dimensions: 15cm (W) x 22cm (L) x 23cm (H)
- Weight: 1.10 kg
- ESD Safe: Yes
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: Stand, HD-P1 holder, RK-10-EX horizontal arm
- Price range: €200-€300

• Details

- Accessory range: Professional stands
- Price range: €200 - €300
- ESD-Safe: Yes
- Dimensions: 15cm (W) x 22cm (L) x 23cm (H)
- Weight: 1.10 kg
- Compatible with: All Dino-Lite models
- Package contents: Stand, HD-P1 holder, RK-10-EX horizontal arm
- Warranty: 1 year European warranty
- Accessory type: Professional stands
- Price range (excl. VAT): €200 - €300
- ESD-safe: Yes

PDF generated on: 24-10-2018